


KASетки HISTOPATOLOGICZNE LINII LAB-LINE



CECHY

- Wysoka jakość
- Heksagonalne otwory dla zapewnienia doskonałej infiltracji odczynników
- Dedykowane do większości dostępnych na rynku drukarek
- Pakowane luzem lub w stosach ułatwiających załadunek do podajnika drukarki
- Dostępność w kilkunastu kolorach
- Wyprodukowane w Europie

Kasetka histopatologiczna	Nazwa	Rodzaj opakowania	Zastosowanie	Kompatybilność z drukarkami						
				LEICA IPC	SAKURA	SAKURA	THERMO	THERMO	PRIMERA	VOGEL
SYSTEM II HEX										
	HEX II STANDARD	1000 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek							
	HEX II STANDARD	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek							
	HEX II LASER	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek laserowych							

OPTA-TECH Sp. z o.o.

Aleja KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa,

tel. 22 853 64 76-8, fax. 22 843 33 91

e-mail: info@opta-tech.com, www.opta-tech.com

NIP 521-108-24-92, Regon 010854059, KRS 0000192866

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 10.000,00 zł (wpłacony w całości) Bank: mBank O/ Warszawa 92 1140 2004 0000 3902 7553 9764

SYSTEM II+

	STANDARD II+	1000 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek	☺	☺		☺	☺		☺	
	STANDARD II+	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek	☺	☺						
	HEX II+ LASER	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek laserowych								☺
	HEX II+ LASER	1000 szt. Luzem									☺
	MICRO II+	1000 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek	☺	☺		☺	☺		☺	
	MICRO II+	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek	☺	☺						
	HEX II+ LASER	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek laserowych								☺
	HEX II+ LASER	1000 szt. Luzem									
	BIOPSY II+	1000 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek	☺	☺		☺	☺		☺	
	BIOPSY II+	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek	☺	☺						
	HEX II+ LASER	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek laserowych								☺
	HEX II+ LASER	1000 szt. Luzem									☺

	MICRO III INKJET	500 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek												
	MICRO III INKJET	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek												
	BIOPSY III INKJET	500 szt. Luzem	Do opisywania ręcznego oraz do drukarek												
	BIOPSY III INKJET	2000 szt. W stosach z taśmą po 40 szt.	Do drukarek												
Wieczka / Kapsułki biopsyjne / Gąbki															
	Wieczko plastikowe do kasetek	1000 szt.	Do kasetek HEX II STANDARD												
	Wieczko metalowe do kasetek	25 szt.	Do kasetek HEX II STANDARD												
	7x7x5 mm 10x24x5 mm 14x24x5 mm 15x15x5 mm 24x24x5 mm 30x24x9 mm 37x24x9 mm	5 szt.	Foremki metalowe do zatapiania												

	<p>Gąbki do materiałów biopsyjnych</p>	<p>1000 szt.</p>	<p>Do wszystkich rodzajów kasetek</p>
	<p>Kapsułka biopsyjna</p>	<p>100 szt.</p>	<p>Do bardzo drobnych wycinków Dedykowane do CYTOBLOKÓW</p>
KASETKI SUPER MEGA			
	<p>Kasetka SUPER MEGA</p>	<p>100 szt.</p>	<p>Do bardzo dużych wycinków Wymiary: 52.5 mm x 75 mm x 18.3 mm</p>
	<p>Kasetka SUPER MEGA DUO</p>	<p>100 szt.</p>	<p>Do bardzo dużych wycinków Wymiary: 52.5 mm x 75 mm x 18.3 mm Możliwość zastosowania systemu kodów kresowych poprzez umieszczenie wewnątrz kasetki SUPER MEGA kasetki standardowej</p>



Kasetka
SUPER MEGA
SLIM

100 szt.

Do bardzo dużych wycinków
Wymiary: 52.3 mm x 75 mm x 9.5 mm